

NEOLIGAMENTS

Hochfestes Polyesterband

für Ligament und Sehnen Rekonstruktion




Hochfestes Polyesterband für Ligament und Sehnen Rekonstruktion

Die Polyester Bänder sind sterile, nicht resorbierbare Implantate zur Augmentation, Rekonstruktion und Verstärkung der Ligamente und Sehnen. Angaben zur Auswahl des für die jeweilige Indikation richtigen Implantates sind auf den Warnhinweisen, den Vorsichtsmassnahmen und den Handbüchern zur Operationstechnik aufgeführt. Gegenindikationen und Vorsichtsmassnahmen ebenfalls.


Die Implantate werden steril und doppelt verpackt geliefert. Sie bleiben steril, solange die Packung nicht beschädigt oder geöffnet wird. Bei beeinträchtigter Sterilität darf das Band nicht verwendet oder resterilisiert werden. Sie sind für den Einmalgebrauch bestimmt.

Standard Poly-Tapes (steril geliefert)



Beschreibung	Breite	Länge	Gewebe	Festigkeit (N)	Art.-Nr.
Poly-Tape	10 mm	800 mm	Offen	480	102-1080
Poly-Tape	20 mm	800 mm	Offen	950	102-1082
Poly-Tape	30 mm	800 mm	Offen	1380	102-1083
Poly-Tape	40 mm	800 mm	Offen	1850	102-1084

Spezielle Tapes und Implantate (steril geliefert)



Beschreibung	Breite	Länge	Gewebe	Festigkeit (N)	Art.-Nr.
Tube-Tape	7 mm	500 mm	Offen	1000	102-1040
JewelACL	Kreuzband 7 x 710 mm				102-6003
Pitch-Patch Rotatorenmanschette Defekt	30 mm x 20 mm Small				102-1090
Pitch-Patch Rotatorenmanschette Defekt	35 mm x 25 mm Medium				102-1091

Sets (steril geliefert)



Beschreibung	Breite	Länge	Gewebe	Festigkeit (N)	Art.-Nr.
AchilloCordPLUS System Achilles Sehne	5 mm	800 mm	Dicht	480	102-1142
Infinity-Lock Button System AC Gelenk	- Tube-Tape 7 x 240 mm +140 mm - Button 4 x 12 mm - Can. Bohrer Jacobs Futter, Diam. 4.0 x 120 mm - K-Draht, diam. 2.0 x 150 mm				102-1089



Alle Rechte vorbehalten. © Neoligaments™ 2019. Weltweite Patente und Patente angemeldet. Fastlok, Rota-Lok, AchilloCordPLUS, Neoligaments und Xiros sind eingetragene Warenzeichen der Xiros. Entwickelt und hergestellt von Neoligaments™ ein Geschäftsbereich von Xiros™
www.neoligaments.com / Registered in England No. 1664824



Argomedical GmbH / Hungerkamp 4 / D-38104 Braunschweig/Germany

Tel. +49 (0)531-70 12 74 0 / Fax +49 (0)531-70 12 74 10

info@argomedical.de / www.argomedical.de